


Anticorpo Monoclonal Anti-Eaat1/Slc1A3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43003

Número do item: CM0005614



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra EAAT1/SLC1A3 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece camundongo e rato. Adequado para estudos de neurociência sobre transporte de glutamato e neurotransmissão excitatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EAAT1/SLC1A3 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6507
GeneID	6507
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 de EAAT1/SLC1A3 humano (P43003)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P43003
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo