


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eaat2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43004

Número do item: CM0009974



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade que visa o EAAT2 humano (SLC1A2) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de transportador de glutamato em pesquisa de função sináptica e neurologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EAAT2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Espécie	Humano
ID do Gene	6506
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43004
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo