


Anticorpo Policlonal Anti-Eaat2/Slc1A2 Para Wb, If-P, Elisa - P43004

Número do item: CM0014539



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EAAT2/SLC1A2 (GLT-1), validado para WB, IF-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o transportador de glutamato para estudos de biologia sináptica e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EAAT2/SLC1A2 Rabbit pAb
Observações/Alíase	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6506
GeneID	6506
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 474-574 da EAAT2/SLC1A2 humana (NP_004162.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P43004
Peso da proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo