


Anticorpo Policlonal Anti-Eb3/Mapre3 Para Wb, Elisa - Q9Upy8

Número do item: CM0029570



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à EB3/MAPRE3 humana, validado para Western blotting e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Projetado para estudos de dinâmica de microtúbulos, função do fuso e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EB3/MAPRE3 Rabbit pAb
Observações/Alias	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22924
GeneID	22924
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-281 da EB3/MAPRE3 humana (NP_036458.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9UPY8
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Gelo reciclável