


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eb3/Mapre3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upy8

Número do item: CM0003528



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra EB3/MAPRE3 humano (Proteína associada a microtúbulos membro da família RP/EB 3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas de citoesqueleto e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EB3/MAPRE3 mAb de coelho
Observações/Apelidos	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22924
GeneID	22924
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 182-281 do EB3/MAPRE3 humano (Q9UPY8).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPY8
Peso Proteico	32kDa
Transporte	Saco de gelo