

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ebag9 Para Wb, Elisa - 000559

Número do item: CM0018835

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EBAG9 humano (RCAS1), validado para WB e ELISA. Adequado para investigação de apoptose e cancro, tendo como alvo uma proteína de membrana do complexo de Golgi de 24 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EBAG9 Rabbit pAb
Observações/Alias	EB9; PDAF; EBAG9
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9166
GeneID	9166
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-213 de EBAG9 humano (NP_004206.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Rato
SWISS	O00559
Peso da Proteína	24 kDa
Expedição	Bolsa de gelo