


Anticorpo Policlonais Anti-Ebf3 Para Wb, Elisa - Q9H4W6

Número do item: CM0019070



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EBF3 humano (COE3). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a rato. Ideal para pesquisa em regulação transcricional e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EBF3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	COE3, OE-2, EBF-3, HADDs, O/E-2, EBF3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	253738
GeneID	253738
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do EBF3 humano (NP_001005463.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9H4W6
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo