

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ebi3 Para Wb, Elisa - Q14213

Número do item: CM0002141



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra EBI3 humano (subunidade beta da IL-27), com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Validado para WB e ELISA. O alvo é uma citocina secretada envolvida na regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EBI3 Rabbit mAb
Observações/Alias	IL27B; IL35B; IL-27B; EBI3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10148
GeneID	10148
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 130-229 da EBI3 humana (Q14213)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14213
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Bolsa de gelo