


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ebna1Bp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99848

Número do item: CM0030434



introdução

A CamelBio fornece Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-EBNA1BP2 (P40, EBP2, NOBP) validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Este anticorpo tem como alvo a proteína provável de processamento de rRNA EBP2, uma proteína nucleolar envolvida na biogênese do ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EBNA1BP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P40, EBP2, NOBP, EBNA1BP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10969
GeneID	10969
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-306 do EBNA1BP2 humano (NP_006815.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99848
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de Gelo