


Anticorpo Policlonal Anti-Ebp Para Wb E Elisa - Q15125

Número do item: CM0016211



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra EBP humano (3-beta-hidroesteroide-Delta(8),Delta(7)-isomerase), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	EBP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CPX; CHO2; CPXD; MEND; CDPX2; EBP
Espécie	Humano
ID do Gene	10682
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 da EBP humana (NP_006570.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q15125
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo