

Anticorpo Monoclonal Anti-Ebp1/Pa2G4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq80

Número do item: CM0010839



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao EBP1/PA2G4 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de proliferação celular, sinalização ERBB3 e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho EBP1/PA2G4
Observações/Apelido	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5036
GeneID	5036
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-394 do EBP1/PA2G4 humano (NP_006182.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQ80
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de Gelo