

Anticorpo Policlonado Anti-Ebp1/Pa2G4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Número do item: CM0028339



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra EBP1/PA2G4, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para investigação da transdução de sinal ERBB3, proliferação celular e processamento de rRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EBP1/PA2G4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Espécie	Humano
ID do Gene	5036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-394 da EBP1/PA2G4 humana (NP_006182.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQ80
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo