

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Ecd Para Wb E Elisa - 095905

Número do item: CM0022236

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a ECD (homólogo ecdysoneless) para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a estabilidade de p53, transcrição e progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ECD Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GCR2; SGT1; HSGT1; ECD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11319
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 435-644 da ECD humana (NP_009196.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095905
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo