


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ech1 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13011

Número do item: CM0011404



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ECH1 validado por KD (HPXEL) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a isômerase delta(3,5)-delta(2,4)-dienoil-CoA mitocondrial (SWISS Q13011).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KD] ECH1 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	HPXEL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1891
GeneID	1891
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-322 do ECH1 humano (NP_001389.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q13011
Peso Proteico	36 kDa
Transporte	Saco de gelo