

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Echdc2 Para Wb E Elisa - Q86Yb7

Número do item: CM0016343

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-ECHDC2 validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reconhece ECHDC2 humano e apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de metabolismo mitocondrial de ácidos graxos e lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ECHDC2 pAb de Coelho
Observações/Alias	ECHDC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55268
GeneID	55268
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-292 da ECHDC2 humana (NP_001185890.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q86YB7
Peso Molecular da Proteína	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo