


Anticorpo Policlonal Anti-Eci1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42126

Número do item: CM0015165



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ECI1 (Enoil-CoA delta isomerase 1, mitocondrial), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reatividade cruzada com humano e camundongo; 33 kDa; ideal para estudos de metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ECI1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DCI; ECI1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1632
GeneID	1632
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42126
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo