

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ecsit Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq95

Número do item: CM0028982



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ECSIT (SITPEC), validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, ratos e camundongos. O ECSIT é um adaptador chave na imunidade inata, sinalização NF- κ B e montagem do complexo mitocondrial I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ECSIT Rabbit pAb
Observações/Apelido	SITPEC; ECSIT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51295
ID do Gene	51295
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-296 do ECSIT humano (NP_001135936.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BQ95
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo