


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Edar Para Wb, Elisa - Q9Une0

Número do item: CM0028085



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EDAR humano, o receptor de ectodisplasia A. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. O EDAR media a sinalização NF-kB e JNK e está implicado na displasia ectodérmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EDAR pAb Coelho
Observações/Apelido	DL; ED3; ED5; ED1R; EDA3; HRM1; EDA1R; ECTD10A; ECTD10B; EDA-A1R; EDAR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10913
GeneID	10913
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-187 do EDAR humano (NP_071731.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNE0
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco de gelo