

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Edaradd Para Wb E Elisa - Q8Wwz3

Número do item: CM0015681

### introdução

EDARADD Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho adequado para WB e ELISA, detectando a proteína EDARADD humana. Esta proteína adaptadora é crítica para a morfogênese de órgãos ectodérmicos e para a sinalização de NF-κB.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EDARADD Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | CR, ED3, EDA3, ECTD11A, ECTD11B, EDARADD                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano) | 128178                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 128178                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 do EDARADD humano (NP_665860.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                     |
| SWISS               | Q8WWZ3                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 25kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                               |