

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Edaradd Para Wb, Elisa - Q8Wwz3

Número do item: CM0022684

introdução

Anticorpo policlonal de coelho EDARADD para aplicações em WB e ELISA. Validado em humano, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de displasia ectodérmica e sinalização de NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EDARADD pAb de Coelho
Observações/Apelido	CR; ED3; EDA3; ECTD11A; ECTD11B; EDARADD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	128178
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-215 do EDARADD humano (NP_665860.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8WWZ3
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de Gelo