

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Edc3 Para Wb - Q96F86

Número do item: CM0013059



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EDC3 validado para WB e ELISA. Detecta EDC3 humano, de camundongo e de rato (56 kDa). O imunógeno recombinante (aa159-508) garante especificidade. Ideal para pesquisas sobre desadenilação de mRNA, corpos P e espermiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EDC3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	YJDC; LSM16; MRT50; YJEFN2; hYjeF_N2-15q23; EDC3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80153
ID do Gene	80153
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 159-508 do EDC3 humano (NP_079359.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96F86
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo