

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Edem2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv94

Número do item: CM0022970

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EDEM2 humano, um componente da via ERAD. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; com reatividade cruzada com camundongo. Para o estudo da degradação associada ao retículo endoplasmático e do controle de qualidade de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EDEM2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	C20orf31; C20orf49; bA4204.1; EDEM2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55741
GeneID	55741
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 399-578 de EDEM2 humano (NP_060687.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BV94
Peso da Proteína	65 kDa
Envio	Gelo em bolsa