


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Edf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60869

Número do item: CM0019948



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EDF1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de diferenciação endotelial e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado para KO] EDF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MBF1; EDF-1; CFAP280; F1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8721
GeneID	8721
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-148 do EDF1 humano (NP_003783.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60869
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo