

Anticorpo Monoclonal Anti-Edg1/Hexim1 Para Wb E Elisa - P21453

Número do item: CM0008606



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a EDG1/HEXIM1 (S1PR1), adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de GPCR e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EDG1/HEXIM1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1901
ID do Gene	1901
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do EDG1/HEXIM1 humano (P21453).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21453
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Envio/Transporte	Em bolsa de gelo