


Anticorpo Policlonal Anti-Edg1/S1Pr1 Para Wb E Elisa - P21453

Número do item: CM0018654



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao S1PR1 (EDG1, S1P1) humano. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a sinalização de GPCR na migração celular, angiogênese e resposta imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EDG1/HEXIM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1901
GeneID	1901
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-382 do EDG1/HEXIM1 humano (NP_001391.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P21453
Peso da Proteína	43kDa
Transporte	Saco de gelo