

Anti-Edg2/Lpa-1 (Receptor Do Ácido Lisofosfatídico 1) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q92633

Número do item: CM0002879



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-EDG2/LPA-1 (LPAR1) de alta qualidade para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Validado em amostras humanas, reage com EDG2/LPA-1 humano. Adequado para pesquisa de sinalização celular, migração e receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EDG2/LPA-1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	EDG2; LPA1; VZG1; edg-2; vzg-1; Gpcr26; Mrec1.3; rec.1.3; EDG2/LPA-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1902
ID do Gene	1902
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do EDG2/LPA-1 humano (Q92633).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92633
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo