


Anticorpo Policlonal Anti-Edn1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Elisa - P05305

Número do item: CM0021365



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho EDN1, Validado por KO, para Western Blot, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo a Endotelina-1, um peptídeo vasoconstritor. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] EDN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; N1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1906
GeneID	1906
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-212 da EDN1 humana (NP_001946.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P05305
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo