


Anticorpo Policlonal Anti-Ednrb Para Wb E Elisa - P24530

Número do item: CM0027117



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EDNRB humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para sinalização do receptor de endotelina, pesquisa vascular e estudos de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EDNRB Rabbit pAb
Observações/Apelido	ETB; ET-B; ETB1; ETBR; ETRB; HSCR; WS4A; ABCDS; ET-BR; HSCR2; EDNRB
Espécie	Humano
GeneID	1910
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do EDNRB humano (NP_001116131.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P24530
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo