


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eea1 Para Wb, Elisa - Q15075

Número do item: CM0011510



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra EEA1 humano, adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. O marcador de endossomo precoce de ~162 kDa é essencial para estudos de tráfego endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EEA1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Espécie	Humano
ID do Gene	8411
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do EEA1 humano (Q15075)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15075
Peso da Proteína	162kDa
Envio	Saco de gelo