


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eea1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15075

Número do item: CM0016168



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra EEA1 humano, validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para aplicações de Western blot, imuno-histoquímica e ELISA em pesquisas sobre o tráfego endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EEA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8411
ID do Gene	8411
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1182-1411 da EEA1 humana (NP_003557.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15075
Peso da Proteína	162kDa
Envio	Bolsa de gelo