

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eed Para Wb, If/Icc, Elisa - 075530

Número do item: CM0014414



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína EED humana. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em regulação da cromatina e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EED Rabbit pAb
Observações/Apelido	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8726
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 1-100 do EED humano (NP_003788.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075530
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo