


Anticorpo Policlonal Anti-Eef1A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P68104

Número do item: CM0018645



introdução

pAb de coelho anti-eEF1A1 validado para WB, IF/ICC, ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Este anticorpo policlonal tem como alvo o fator de alongamento de tradução eEF1A1 (P68104), sendo adequado para pesquisas sobre síntese proteica e interações hospedeiro-vírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-eEF1A1
Observações/Alias	CCS3; EF1A; PT11; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1915
GeneID	1915
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 123-462 do eEF1A1 humano (NP_001393.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68104
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo