


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eef1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Número do item: CM0007211



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra eEF1A1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de síntese proteica e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eEF1A1 Rabbit mAb
Observações/Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Espécie	Humana
ID do Gene	1915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-400 da eEF1A1 humana. (NP_001393.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P68104
Peso Molecular da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo