


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eef1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Número do item: CM0020998



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra eEF1A1 humano (fator de elongação 1-alfa 1). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre elongação da tradução e síntese proteica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	eEF1A1 pAb de coelho
Observações/Alíngias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Espécie	Humano
ID do gene	1915
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 301-400 do eEF1A1 humano (NP_001393.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P68104
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo