

Anticorpo Policlonal Anti-Eef1A2 Para Wb E Elisa - Q05639

Número do item: CM0019289



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra EEF1A2 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o alongamento da tradução e distúrbios neurológicos e musculares relacionados à EEF1A2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	EEF1A2 Rabbit pAb
Observações/alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1917
GeneID	1917
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 184-463 da EEF1A2 humana (NP_001949.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q05639
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Gelo reutilizável