


Anticorpo Policlonal Anti-Eef1A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05639

Número do item: CM0027789



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra EEF1A2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos sobre alongamento da síntese proteica e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EEF1A2 pAb Coelho
Observações/Apelido	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Espécie	Humano
ID do Gene	1917
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 184-463 do EEF1A2 humano (NP_001949.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05639
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo