


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eef1D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P29692

Número do item: CM0018764



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator de elongação 1-delta (EEF1D), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Relevante para pesquisas de síntese proteica, regulação da transcrição e resposta ao choque térmico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | EEF1D pAb de Coelho                                                                                                         |
| Observações/Alias   | EF1D; EF-1D; FP1047; EEF1D                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 1936                                                                                                                        |
| GeneID              | 1936                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da EEF1D humana (NP_001123529.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | P29692                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                       |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                               |