


Anticorpo Policlonal Anti-Eef1E1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43324

Número do item: CM0013093



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade contra EEF1E1 humano (AIMP3/p18), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta alvos humanos, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre resposta a danos no DNA e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EEF1E1 Rabbit pAb
Observações/Alias	P18; AIMP3; EEF1E1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9521
GeneID	9521
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do EEF1E1 humano (NP_004271.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43324
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo