


Anticorpo Monoclonal Anti-Eef1G Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Número do item: CM0006053



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o fator de elongação 1-gama humano (eEF1G). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Para pesquisa de biossíntese proteica e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eEF1G mAb de coelho
Observações/Apelidos	EF1G; GIG35; eEF1G
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1937
ID do Gene	1937
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-123 da eEF1G humana (P26641).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26641
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo