


Anticorpo Policlonal Anti-Eef1G Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Número do item: CM0030935



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a eEF1G (EF1G, GIG35) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisas sobre biossíntese proteica e complexo fator de elongação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eEF1G Coelho pAb
Observações/Apelido	EF1G; GIG35; eEF1G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1937
GeneID	1937
Imunogênio	Proteína recombinante (sequência: aminoácidos 168-437 do eEF1G humano, NP_001395.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26641
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de Gelo