


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Eef2 (Ef-2) Para Wb, Elisa - P13639

Número do item: CM0015772



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o eEF2 humano, validado para WB e ELISA. Reage com proteínas humanas. Detecta uma proteína de aproximadamente 95 kDa. Adequado para pesquisas sobre o alongamento da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	eEF2 pAb de coelho
Observações/Apelidos	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1938
ID do gene	1938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do eEF2 humano (NP_001952.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P13639
Peso da proteína	95 kDa
Envio	Bolsa de gelo