


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Eef2 Para Wb E Elisa - P13639

Número do item: CM0022353



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao fator de alongamento 2 humano (eEF2) para Western blot e ELISA. Reage com eEF2 humano; imunógeno proteína recombinante (aa 1-290). Ideal para estudos de alongamento da tradução e pesquisa de SCA26. Peso molecular previsto de 95 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	eEF2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1938
ID do Gene	1938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do eEF2 humano (NP_001952.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13639
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo