

Anticorpo Policlonal Anti-Eef2K Para Wb, If/Icc, Elisa - 000418

Número do item: CM0025344



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-EEF2K validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece EEF2K humano e de rato; 82kDa. Ideal para estudar regulação da tradução e sinalização por quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] EEF2K pAb de Coelho
Observações/Apelido	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; 2K
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29904
GeneID	29904
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 406-725 do EEF2K humano (NP_037434.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O00418
Peso Proteico	82kDa
Envio	Bolsa de Gelo