

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Efcab3 Para Wb, Elisa - Q8N7B9

Número do item: CM0014682

introdução

Anticorpo policlonal de coelho (pAb) contra EFCAB3, produzido contra EFCAB3 humano recombinante. Validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos do domínio de ligação ao cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra EFCAB3
Observações/Apelido	EFCAB3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	146779
GeneID	146779
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 249-438 de EFCAB3 humano (NP_775774.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q8N7B9
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo