

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Efhc1 Para Wb, Elisa - Q5JvL4

Número do item: CM0029073



introdução

O Anticorpo Policlonico de Coelho Anti-EFHC1 detecta EFHC1 em amostras humanas, de camundongo e rato por Western blot e ELISA. É útil para pesquisa em cílios, migração neuronal e epilepsia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EFHC1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EJM1, POC9, RIB72, dj304B14.2, EFHC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114327
GeneID	114327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 391-640 da EFHC1 humana (NP_060570.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5JVL4
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo