

Anticorpo Policlonal Anti-Efhd2 Para Wb, Elisa - Q96C19

Número do item: CM0015380



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EFHD2 (Swiprosin-1) para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo; útil para estudar a apoptose de células B e a regulação do NF-kappa-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EFHD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SWS1; EFHD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-78 do EFHD2 humano (NP_077305.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96C19
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo