

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Efna3 Para Wb, Elisa - P52797

Número do item: CM0028518

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-EFNA3 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Direcionado à efrina-A3 humana, um ligante de receptor Eph ancorado em GPI crucial no desenvolvimento neuronal e vascular. Ideal para desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho EFNA3
Observações/Apelido	EFL2; EPLG3; LERK3; Ehk1-L; EFNA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1944
GeneID	1944
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-214 da EFNA3 humana (NP_004943.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P52797
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo