

Anticorpo Policlonal Anti-Efs De Coelho Para Wb E Elisa - O43281

Número do item: CM0024666

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o EFS (Substrato associado ao Fyn embrionário, CASS3) validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EFS pAb Coelho
Observações/Apelido	SIN; CAS3; EFS1; EFS2; HEFS; CASS3; EFS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10278
GeneID	10278
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-190 do EFS humano (NP_115835.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O43281
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo