


Anticorpo Policlonal Anti-Eftud2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Número do item: CM0029626



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao EFTUD2 humano (U5-116 kDa, SNU114), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato, adequado para pesquisa de spliceossomo e processamento de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EFTUD2 Coelho pAb
Observações/Apelido	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD; EFTUD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 do EFTUD2 humano (NP_004238.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15029
Peso Proteico	109kDa
Envio	Saco de gelo