


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Eftud2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Número do item: CM0004978



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-EFTUD2 validado para detecção de EFTUD2 humano (componente do spliceossomo, núcleo) em WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] EFTUD2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	MFDm; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 da EFTUD2 humana (NP_004238.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15029
Peso da Proteína	109 kDa
Transporte	Saco de gelo